



# FioMed s.r.l.

Strumentario Chirurgico di Alta Qualità  
e Forniture Ospedaliere




Via M. Ricci, 32 - 60126 Palombina N. (An)

Tel. 071 2181137 - Fax 071 2181143

[www.flomed.it](http://www.flomed.it) - e-mail: [info@flomed.it](mailto:info@flomed.it)

## Betamix

Cotonini per neurochirurgia



## Assorbenza

Capacità di assorbire e trattenere i fluidi

## Flessibilità

Capacità di conformarsi ai tessuti

## Spessore


Grado di spessore

## Resistenza

Resistenza di un cottonino alla trazione quando è umido

## Ritenzione fluidi

Capacità di ritenzione dei fluidi di un cottonino



COTONE



Spessore 0,50mm  
Assorbenza 846%

**COT**

Il più sottile dei cottonini in cotone, grande flessibilità



Spessore 0,60mm  
Assorbenza 733%

**ULTRACOT**

Stesse proprietà dei cottonini di cotone tradizionali, ma più forte e più flessibile



Spessore 0,80 mm  
Assorbenza 1258%

**PURECOT**

Il cottonino in cotone morbido con la più alta capacità di assorbimento e di ritenzione dei fluidi. Assicura la massima protezione e assorbenza.



RAYON




Spessore 0,58 mm  
Assorbenza 862%


**SOFT**

Cottonino sintetico sottile e morbido con elevata capacità di assorbimento e flessibilità





COT		ULTRACOT		PURECOT		SOFT	
CODE	SIZE	CODE	SIZE	CODE	SIZE	CODE	SIZE
CNS55	5x5mm	UNS55	5x5mm	PNS55	5x5mm	SNS55	5x5mm
CNS1010	10x10mm	UNS1010	10x10mm	PNS1010	10x10mm	SNS1010	10x10mm
CNS1020	10x20mm	UNS1020	10x20mm	PNS1020	10x20mm	SNS1020	10x20mm
CNS1030	10x30mm	UNS1030	10x30mm	PNS1030	10x30mm	SNS1030	10x30mm
CNS1040	10x40mm	UNS1040	10x40mm	PNS1040	10x40mm	SNS1040	10x40mm
CNS1075	10x75mm	UNS1075	10x75mm	PNS1075	10x75mm	SNS1075	10x75mm
CNS1212	12x12mm	UNS1212	12x12mm	PNS1212	12x12mm	SNS1212	12x12mm
CNS1225	12x25mm	UNS1225	12x25mm	PNS1225	12x25mm	SNS1225	12x25mm
CNS1240	12x40mm	UNS1240	12x40mm	PNS1240	12x40mm	SNS1240	12x40mm
CNS1250	12x50mm	UNS1250	12x50mm	PNS1250	12x50mm	SNS1250	12x50mm
CNS1275	12x75mm	UNS1275	12x75mm	PNS1275	12x75mm	SNS1275	12x75mm
CNS2020	20x20mm	UNS2020	20x20mm	PNS2020	20x20mm	SNS2020	20x20mm
CNS2040	20x40mm	UNS2040	20x40mm	PNS2040	20x40mm	SNS2040	20x40mm
CNS2070	20x70mm	UNS2070	20x70mm	PNS2070	20x70mm	SNS2070	20x70mm
CNS2525	25x25mm	UNS2525	25x25mm	PNS2525	25x25mm	SNS2525	25x25mm
CNS2550	25x50mm	UNS2550	25x50mm	PNS2550	25x50mm	SNS2550	25x50mm
CNS2575	25x75mm	UNS2575	25x75mm	PNS2575	25x75mm	SNS2575	25x75mm
CNS4040	40x40mm	UNS4040	40x40mm	PNS4040	40x40mm	SNS4040	40x40mm
CNS4050	40x50mm	UNS4050	40x50mm	PNS4050	40x50mm	SNS4050	40x50mm
CNS4070	40x70mm	UNS4070	40x70mm	PNS4070	40x70mm	SNS4070	40x70mm
CNS7070	70x70mm	UNS7070	70x70mm	PNS7070	70x70mm	SNS7070	70x70mm



Betatech®



**FioMed** s.r.l.

Strumentario Chirurgico di Alta Qualità  
e Forniture Ospedaliere



Via M. Ricci, 32 - 60126 Palombina N. (An)

Tel. 071 2181137 - Fax 071 2181143

www.fiomed.it - e-mail: info@fiomed.it

## Betamix LightCot® Cottonini per Microchirurgia


I cottonini Betamix **LightCot®** sono la proposta innovativa di **Betatech Medical** per la microchirurgia.

Progettati per l'impiego negli interventi più delicati di neurochirurgia "key hole", oltre ad una elevata capacità di assorbimento, hanno caratteristiche di flessibilità strutturale che ne consentono un preciso posizionamento.

**LightCot®** sono i cottonini in puro cotone più sottili oggi disponibili sul mercato.

**LightCot®** sono prodotti in 20 misure diverse da mm.5x5 a mm.40x70 e trovano così applicazione in tutte le fasi della procedura operatoria.

Sono radiopachi e disponibili in confezioni da 200 unità ripartite in 20 buste sterili con protezione anticontaminazione.



**SPESSORE 0,38 mm**

