

Section 13



ANAESTHESIA & RESUSCITATION / ANESTHESIE & REANIMATION

ALL MEDICAL DEVICES ARE MANUFACTURED IN CONFORMITY WITH DIRECTIVE 93/42 CEE
TOUS LES DISPOSITIFS MÉDICAUX SONT EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 93/42 CEE



05.1710 / 05.1711

GB MASK
With 6 Venturi diluters, 2.10 m O2-sure flow tubing and 15 cm flex tubing.

F MASQUE
Avec 6 adaptateurs Venturi, tubulure à oxygène 2.10 m et tuyau annelé 15 cm.

05.1710 05.1711
Adult / Adulte Pédiatric / Pédiatrique



OXYGEN MASK

GB OXYGEN MASK
Oxygen mask with 2.10 m O2-sure flow tubing.

F MASQUE À OXYGÈNE
Masque à oxygène avec tubulure 2.10 m.

REFERENCES

- 05.1041 Adult / Adulte
- 05.1043 Pediatric / Pédiatrique
- 05.1040 Adult without tube / Adulte sans tubulure
- 05.1042 Pediatric without tube / Pédiatrique sans tubulure



05.1012

GB NASAL CANNULA
with 2.10 m O2-sure flow tubing, adult.

F LUNETTES À OXYGÈNE
Avec tubulure 2,10 m, adulte.

REFERENCES

- 05.1013 Nasal cannula child Lunettes à oxygène enfant



05.5090

GB AEROSOL MASK ADULT SIZE FOR TRACHEOSTOMIZED PATIENTS
Tracheostomy mask for 22mm corrugated tubing, with elastic strap and 360° connector. Packing: 50 pcs/box.

F MASQUE DE TRACHEOTOMIE, ADULTE
Masque pour trachéostomie pour tuyau annelé Ø22 mm. Avec élastique et connecteur 360°. Boîte de 50 unités.



05.1095 / 05.1096

GB MASK
Oxygen mask, non-rebreathing, with bag, check valve, safety vents closed and 2.10 m O2-sure flow tubing.

F MASQUE HAUTE CONCENTRATION
Masque à oxygène avec valve antiretour, réservoir, valves expiratoires et tubulure 2,10 m.

REFERENCES

- 05.1095 Adult / Adulte
- 05.1096 Pediatric / Pédiatrique



AEROSOL MASK

GB Complete set of aerosol mask, nebulizer bulb and O2-sure flow tubing.

F Set de nébulisation avec masque, cuve et tubulure.

REFERENCES

- 05.5010 Adult set / Set adulte
- 05.5009 Pediatric set / Set pédiatrique
- 05.5011 Nebulizer Bulb / Cuve
- 05.5012 Adult mask / Masque adulte
- 05.5013 Pediatric mask / Masque pédiatrique
- 05.5015 Oxygen sure flow tubing 2.10 m / Tubulure 2,10 m



ANESTHESIA LINE

GB SIMPLE ANESTHESIA AND RESUSCITATION LINE ADULT, DISPOSABLE

F CIRCUIT RESPIROIRE, ADULTE, ANNELE, USAGE UNIQUE

REFERENCES	cm
13.9500	100
13.9502	120
13.9505	150
13.9508	180
13.9509	200



ANESTHESIA LINE

GB ANESTHESIA AND RESUSCITATION LINE ADULT, DISPOSABLE WITH COLLECTION FLASK

F CIRCUIT RESPIROIRE + 1 PIEGE A EAU, ADULTE, ANNELE, USAGE UNIQUE

REFERENCES	cm
13.9512	120
13.9515	150
13.9518	180
13.9519	200

**ANAESTHESIA LINE**

GB ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE ADULT, DISPOSABLE WITH 2 COLLECTION FLASKS

F CIRCUIT RESPIRATOIRE + 2 PIEGES A EAU, ADULTE, ANNELE, USAGE UNIQUE

REFERENCES	cm
13.9522	120
13.9525	150
13.9528	180
13.9529	200

**ANAESTHESIA LINE**

GB SIMPLE ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE Disposable, with control outlets on y-shaped joint and a 50 cm to be connected to the humidifier.

F CIRCUIT RESPIRATOIRE SIMPLE Usage unique, avec orifices de prise de contrôle sur le raccord en y et tuyau supplémentaire de 50 cm à relier à l'humidificateur.

REFERENCES	cm
13.9600	100
13.9602	120
13.9605	150
13.9608	180
13.9609	200

**ANAESTHESIA LINE**

GB ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE DISPOSABLE

With collection flask, control outlets on y-shaped joint and a 50 cm tube to be connected to the humidifier.

F CIRCUIT RESPIRATOIRE Usage unique, avec 1 piège à eau, orifices de prise de contrôle sur le raccord en y et tuyau supplémentaire de 50 cm à relier à l'humidificateur.

REFERENCES	cm
13.9612	120
13.9615	150
13.9618	180
13.9619	200

**ANAESTHESIA LINE**

GB ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE DISPOSABLE

With 2 collection flask, control outlets on y-shaped joint and a 50 cm tube to be connected to the humidifier.

F CIRCUIT RESPIRATOIRE Usage unique, avec 2 pièges à eau, orifices de prise de contrôle sur le raccord en y et tuyau supplémentaire de 50 cm à relier à l'humidificateur.

REFERENCES	cm
13.9622	120
13.9625	150
13.9628	180
13.9629	200

**ANAESTHESIA LINE**

GB SIMPLE ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE PEDIATRIC, DISPOSABLE

F CIRCUIT RESPIRATOIRE, SIMPLE, PEDIATRIQUE, ANNELE, USAGE UNIQUE

REFERENCES	cm
13.9202	120
13.9205	150
13.9208	180

**ANAESTHESIA LINE**

GB PEDIATRIC ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE, DISPOSABLE WITH COLLECTION FLASK

F CIRCUIT RESPIRATOIRE + 2 PIEGES A EAU, PEDIATRIQUE, ANNELE, USAGE UNIQUE

REFERENCES	cm
13.9212	120
13.9215	150
13.9218	180

**ANAESTHESIA LINE**

GB PEDIATRIC ANAESTHESIA AND RESUSCITATION LINE, DISPOSABLE, WITH 2 COLLECTIONS FLASK.

F CIRCUIT RESPIRATOIRE + 2 PIEGES A EAU, PEDIATRIQUE, ANNELE, USAGE UNIQUE

REFERENCES	cm
13.9222	120
13.9225	150
13.9228	180

**13.1055 / 13.1054**

GB Corrugated tube available 19 mm adult and 10 mm pediatric silicone, sterilizable in autoclave at 121°.

F Tube annelé en silicone, adulte (Ø19 mm) ou pédiatrique (Ø10 mm), autoclavable à 121°.

REFERENCES	cm	REFERENCES	cm
13.1055	40	13.1054	40
13.1055/1	70	13.1054/1	70
13.1055/2	100	13.1054/2	100
13.1055/3	120		

**13.9041/13.9042/13.9043/13.9044**

GB ANTIBACTERIAL-VIRAL FILTER

F FILTRE ANTI-BACTERIEN ET ANTI-VIRAL

REFERENCES	
13.9041	Simple / Simple
13.9042	Capnograph outlet / Prise capnographe
13.9043	Humidifier / Humidificateur
13.9044	Humidifier + capnograph outlet / Humidificateur + prise capnographe

**MAKROLON JOINT**

GB MAKROLON JOINT

F CONNECTEUR EN MAKROLON

REFERENCES	
13.1004/M	Catheter mount, 15M / Catheter, 15M
13.1004/MF	Catheter mount, 15F / Catheter, 15F
13.1004/F	Catheter mount, 22F / Catheter, 22F
13.1220	Corrugated silicone tube 22F / Tube annelé silicone 22F



13.1020 / 13.1020/1

GB JOINT FOR INTUBATION, 15F
F CONNECTEUR COUDE AVEC ORIFICE D'ASPIRATION, 15F

REFERENCES

13.1020 Tapered connection 15M / Raccord cône 15M
 13.1020/1 Connection hose / Raccord pour flexible




13.1017/1 / 13.1017/2

GB SILICONE CATHETER MOUNT
F TUBE ANNÉLÉ SILICONE, AVEC CONNECTEUR DROIT

REFERENCES

13.1017/1	15F/15M	9 cm
13.1017/2	15F/22F	9 cm
13.1018/1	15F/15M	15 cm
13.1018/2	15F/22F	15 cm



13.1056/4 / 13.1056/3

GB CORRUGATED SILICONE TUBE FOR CATHETER MOUNT, Ø 9 MM
F TUBE ANNÉLÉ EN SILICONE, Ø 9 MM

REFERENCES

13.1056/4 9 cm
 13.1056/3 15 cm

13.1017/3 / 13.1017/4

GB CORRUGATED SILICON TUBE WITH LUMEN JOINT

F TUBE ANNÉLÉ SILICONE, AVEC CONNECTEUR COUDE ET ORIFICE D'ASPIRATION

REFERENCES

13.1017/3	15F/22M - 15M	9 cm
13.1017/4	15F/22M - 22F	9 cm
13.1018/3	15F/22M - 15M	15 cm
13.1018/4	15F/22M - 22F	15 cm




13.9020 / 13.9021

GB CATHETER MOUNT, DISPOSABLE, STERILE, WITH STRAIGHT INTUBATION JOINT

F TUBE ANNÉLÉ, CONNECTEUR DROIT
 Stérile, usage unique.

REFERENCES

13.9020 10 cm, 13.9021 15cm
 13.9022 10 cm, 13.9023 15cm



139024 / 13.9025

GB CATHETER MOUNT DISPOSABLE, STERILE With rotating joint and lumen plug for aspiration and bronchoscopy

F TUBE ANNÉLÉ, CONNECTEUR COUDE Avec rotule, orifice d'aspiration et bronchoscopie. Stérile, usage unique.

REFERENCES

13.9024 10 cm, 13.9025 15cm
 13.9026 10 cm, 13.9027 15cm



13.1002 / 13.1003

GB Y-SHAPED MAKROLON JOINT
F CONNECTEUR Y EN MAKROLON

REFERENCES

13.1002 Adult/Adulte
 22M/15F - 22M - 22M
 13.1003 Pediatric/Pédiatrique
 22M/15F - 10M - 10M



13.1025

GB L-SHAPED JOINT IN MAKROLON, MASK HOLDER 22F - 22M/15F sterilizable in autoclave at 134°

F RACCORD COUDÉ EN MAKROLON PORTE-MASQUE 22F - 22M/15F autoclavable à 134°.



13.1221/1 / 13.1221/IP

GB CONDENSATE COLLECTION FLASK, IN MAKROLON

F PIEGE A EAU EN MAKROLON

REFERENCES

13.1221/1 Adult/Adulte
 13.1221/IP Pediatric/Pédiatrique



13.1026/27 - 13.1026/27E

GB Two-way makrolon joint with connection for aspirated gases, rotating diam. 22 mm sterilizable in autoclave 121°

F Connecteur 2-voies en makrolon pour va-et-vient avec connexion gaz aspirés. Rotule. Ø22 mm. Autoclavable à 121°



13.9930

GB Endo-tracheal tube joints with double lumen (carlens tubes) sterilizable in autoclave 134° without clamps. 15 d.i. / 22 d.e. 15F/22M

F Raccord pour tubes endotrachéaux à double ouverture (tubes carlens), stérilisables en autoclave à 134° sans clamp de fixation 15 d.i. / 22 d.e. 15F/22M



SILICON TUBE

GB Smooth transparent silicon tube, sterilizable in autoclave 121°, 10 m. rolls.

F Tube lisse en silicone transparent, stérilisable en autoclave à 121°, rouleau de 10 m.

REFERENCES

	Ø int.	Ø ext.
13.30105.10	3.0 mm	5.0 mm
13.30156.10	3.0 mm	6.0 mm
13.30158.10	5.0 mm	8.0 mm
13.60108.10	6.0 mm	8.0 mm
13.703013.10	7.0 mm	13 mm
13.1002014.10	10 mm	14 mm

Notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Two columns of horizontal lines for writing notes.



Notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Two columns of horizontal lines for writing notes, with a faint background image of a person in a white lab coat holding a pen.