






# Urology



**Katheterspitzen - Form  
catheter tips**



**Internationaler Farbcode  
International code of colour**





Cat.-No.:	Größe / Size:	Frauen - Katheter	Female catheter
100 0 06	Ch 06	Länge 18 cm	length 18 cm
100 0 08	Ch 08	geschlossene Spitze	closed tip
100 0 10	Ch 10	2 seitliche Augen	2 eyes
100 0 12	Ch 12	Augen poliert	polished eyes
100 0 14	Ch 14		
100 0 16	Ch 16		
100 0 18	Ch 18		
100 0 20	Ch 20		

Cat.-No.:	Größe / Size:	Frauen - Katheter hydrophil beschichtet	Female catheter hydrophilic coating
101 0 08	Ch 08	Länge 18 cm	length 18 cm
101 0 10	Ch 10	geschlossene Spitze	closed tip
101 0 12	Ch 12	2 seitliche Augen	2 eyes
101 0 14	Ch 14		
101 0 16	Ch 16		
101 0 18	Ch 18		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Nelaton - Katheter	Nelaton catheter
110 0 06	Ch 06	Länge 40 cm	length 40 cm
110 0 08	Ch 08	geschlossene Spitze	closed tip
110 0 10	Ch 10	2 seitliche Augen	2 eyes
110 0 12	Ch 12	Augen poliert	polished eyes
110 0 14	Ch 14		
110 0 16	Ch 16		
110 0 18	Ch 18		
110 0 20	Ch 20		
110 0 22	Ch 22		
110 0 24	Ch 24		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Nelaton - Katheter hydrophil beschichtet	Nelaton catheter hydrophilic coating
111 0 08	Ch 08	Länge 40 cm	length 40 cm
111 0 10	Ch 10	geschlossene Spitze	closed tip
111 0 12	Ch 12	2 seitliche Augen	2 eyes
111 0 14	Ch 14		
111 0 16	Ch 16		
111 0 18	Ch 18		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Tiemann - Katheter	Tiemann catheter
120 0 06	Ch 06	Länge 40 cm	length 40 cm
120 0 08	Ch 08	geschlossene, gebogene Spitze	closed, bent tip
120 0 10	Ch 10	2 seitliche Augen	2 eyes
120 0 12	Ch 12	Augen poliert	polished eyes
120 0 14	Ch 14		
120 0 16	Ch 16		
120 0 18	Ch 18		
120 0 20	Ch 20		
120 0 22	Ch 22		
120 0 24	Ch 24		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Tiemann - Katheter soft flexibel	Tiemann catheter soft flexible
120 FS 12	Ch 12	Länge 40 cm	length 40 cm
120 FS 14	Ch 14	gebogene, flexible Spitze	bent tip flexible
120 FS 16	Ch 16	2 seitliche Augen	2 eyes
120 FS 18	Ch 18	Augen poliert	polished eyes
120 FS 20	Ch 20		
120 FS 22	Ch 22		
120 FS 24	Ch 24		

**Katheter mit Olivspitze, flexibel  
Nr. 121 FS ebenfalls erhältlich**

**catheter with Olive tip, flexible  
no. 121 FS also available**



Cat.-No.:	Größe / Size:
120 9 10	Ch 10
120 9 12	Ch 12
120 9 14	Ch 14
120 9 16	Ch 16
120 9 18	Ch 18
120 9 20	Ch 20
120 9 22	Ch 22
120 9 24	Ch 24

**Tiemann Silikon Katheter mit integriertem Ballon**  
 Länge 40 cm  
 1 Auge  
 Ballon 5 - 10 ml  
 latexfrei  
 x-ray

**Tiemann Silicone catheter with integrated balloon**  
 length 40 cm  
 1 eye  
 balloon 5 - 10 ml  
 latex - free  
 x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:
120 9 10 E	Ch 10
120 9 12 E	Ch 12
120 9 14 E	Ch 14
120 9 16 E	Ch 16
120 9 18 E	Ch 18
120 9 20 E	Ch 20
120 9 22 E	Ch 22
120 9 24 E	Ch 24

**Tiemann Silikonkathether ECO-Version Ballon Katheter**  
 Tiemann Spitze  
 Länge 40 cm  
 1 Auge  
 Ballon 5 - 10 ml  
 latexfrei  
 x-ray


**Tiemann Silicone cathether ECO-version balloon catheter**  
 Tiemann tip  
 length 40 cm  
 1 eye  
 balloon 5 - 10 ml  
 latex - free  
 x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:
130 0 06	Ch 06
130 0 08	Ch 08
130 0 10	Ch 10

**Ureterschiene**  
 Länge 75 cm  
 geschlossene Spitze  
 3 seitliche Augen  
 graduiert alle 5 cm  
 x-ray

**Ureteral splint**  
 length 75 cm  
 closed tip  
 3 eyes  
 marked every 5 cm  
 x-ray



<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Ballon / Balloon:</b>	<b>Silikon Foley Katheter</b>
115 0 06	Ch 06	1,5 ml	2 - Wege Ballonkatheter
115 0 08	Ch 08	3,0 ml	Länge 30 cm
115 0 10	Ch 10	3,0 ml	geschlossene Spitze
			2 seitliche Augen
			mit integriertem Ballon
			transparent
			x-ray
			mit Mandrin

<b>Silicone Foley catheter</b>
2 - way balloon catheter
length 30 cm
closed tip
2 eyes
with integrated balloon
transparent
x-ray
with stylet

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Silikon Foley Katheter</b>
115 0 12	Ch 12	2 - Wege Ballonkatheter
115 0 14	Ch 14	Ballon 5 - 10 ml
115 0 16	Ch 16	Länge 40 cm
115 0 18	Ch 18	geschlossene Spitze
115 0 20	Ch 20	2 seitliche Augen
115 0 22	Ch 22	mit integriertem Ballon
115 0 24	Ch 24	transparent
115 0 26	Ch 26	x-ray

<b>Silicone Foley catheter</b>
2 - way balloon catheter
balloon 5 - 10 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
with integrated balloon
transparent
x-ray

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Silikon Foley Katheter ECO</b>
115 0 12 E	Ch 12	2 - Wege Ballonkatheter
115 0 14 E	Ch 14	Ballon 5 - 10 ml
115 0 16 E	Ch 16	Länge 40 cm
115 0 18 E	Ch 18	geschlossene Spitze
115 0 20 E	Ch 20	2 seitliche Augen
115 0 22 E	Ch 22	transparent
115 0 24 E	Ch 24	x-ray

<b>Silicone Foley catheter ECO</b>
2 - way balloon catheter
balloon 5 - 10 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
transparent
x-ray

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Ballon / Balloon:</b>	<b>Silikon Foley Katheter</b>
115 8 14	Ch 14	20,0 ml	2 - Wege Ballonkatheter
115 8 16	Ch 16	30,0 ml	Ballon 30 ml
115 8 18	Ch 18	30,0 ml	Länge 40 cm
115 8 20	Ch 20	30,0 ml	geschlossene Spitze
115 8 22	Ch 22	30,0 ml	2 seitliche Augen
115 8 24	Ch 24	30,0 ml	mit integriertem Ballon
			transparent
			x-ray

<b>Silicone Foley catheter</b>
2 - way balloon catheter
balloon 30 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
with integrated balloon
transparent
x-ray



115 2

Cat.-No.:	Größe / Size:
115 2 10	Ch 10
115 2 12	Ch 12
115 2 14	Ch 14
115 2 16	Ch 16
115 2 18	Ch 18
115 2 20	Ch 20
115 2 22	Ch 22
115 2 24	Ch 24

**Silikon Foley Katheter mit dynamischer Oberfläche**  
 2 - Wege Ballonkatheter  
 Ballon 5 - 10 ml  
 Länge 40 cm  
 geschlossene Spitze  
 2 seitliche Augen  
 transparent  
 x-ray

**Silicone Foley catheter with dynamic surface**  
 2 - way balloon catheter  
 balloon 5 - 10 ml  
 length 40 cm  
 closed tip  
 2 eyes  
 transparent  
 x-ray



115 7

Cat.-No.:	Größe / Size:
115 7 12	Ch 12
115 7 14	Ch 14
115 7 16	Ch 16
115 7 18	Ch 18

**Silikon Foley Katheter zentral offen, zur Einführung über einen Führungsdraht transurethral und suprapubisch**  
 Ballon 5 - 10 ml  
 Länge 40 cm  
 transparent  
 x-ray

**Silicone Foley catheter central opening, for the introduction over a guide wire transurethral and suprapubic**  
 balloon 5 - 10 ml  
 length 40 cm  
 transparent  
 x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:
116 0 06	Ch 06
116 0 08	Ch 08
116 0 10	Ch 10

**Latex Foley Katheter**

2 - Wege Ballonkatheter  
Ballon 3 ml, „hard valve“  
Länge 30 cm  
geschlossene Spitze  
2 seitliche Augen  
Farbe: Amber  
Silikon beschichtet  
mit Mandrin

**Latex Foley catheter**

2 - way balloon catheter  
balloon 3 ml, "hard valve"  
length 30 cm  
closed tip  
2 eyes  
colour: amber  
silicone coated  
with stylet

Cat.-No.:	Größe / Size:
117 0 12	Ch 12
117 0 14	Ch 14
117 0 16	Ch 16
117 0 18	Ch 18
117 0 20	Ch 20
117 0 22	Ch 22
117 0 24	Ch 24
117 0 26	Ch 26

**Latex Foley Katheter**

2 - Wege Ballonkatheter  
Ballon 5 - 15 ml, „hard valve“  
Länge 40 cm  
geschlossene Spitze  
2 seitliche Augen  
Farbe: Amber  
Silikon beschichtet

**Latex Foley catheter**

2 - way balloon catheter  
ballon 5 - 15 ml, "hard valve"  
length 40 cm  
closed tip  
2 eyes  
colour: amber  
silicone coated

Cat.-No.:	Größe / Size:
118 0 12	Ch 12
118 0 14	Ch 14
118 0 16	Ch 16
118 0 18	Ch 18
118 0 20	Ch 20
118 0 22	Ch 22
118 0 24	Ch 24
118 0 26	Ch 26

**Latex Foley Katheter**

2 - Wege Ballonkatheter  
Ballon 30 ml, „hard valve“  
Länge 40 cm  
geschlossene Spitze  
2 seitliche Augen  
Farbe: Amber  
Silikon beschichtet

**Latex Foley catheter**

2 - way balloon catheter  
balloon 30 ml, "hard valve"  
length 40 cm  
closed tip  
2 eyes  
colour: amber  
silicone coated

**Achtung**

Bei Anwendung latexhaltiger Katheter kann es bei sensiblen Patienten zu allergischen Reaktionen kommen.

**Caution**

Not to be used by patients with known or suspected allergy or sensitivity to latex.





Cat.-No.:	Größe / Size:
118 3 16	Ch 16
118 3 18	Ch 18
118 3 20	Ch 20
118 3 22	Ch 22
118 3 24	Ch 24

**Latex Foley Katheter**  
 3 - Wege Ballonkatheter  
 Ballon 30 ml, „hard valve“  
 geschlossene Spitze  
 Länge 40 cm  
 1 Spülkanal  
 Farbe: Amber  
 Silikon beschichtet

**Latex Foley catheter**  
 3 - way balloon catheter  
 balloon 30 ml, "hard valve"  
 closed tip  
 length 40 cm  
 1 irrigation line  
 colour: amber  
 silicone coated

**Achtung**

Bei Anwendung latexhaltiger Katheter kann es bei sensiblen Patienten zu allergischen Reaktionen kommen.

**Caution**

Not to be used by patients with known or suspected allergy or sensitivity to latex.



Cat.-No.:	Größe / Size:
119 3 16 30	Ch 16
119 3 18 30	Ch 18
119 3 20 30	Ch 20
119 3 22 30	Ch 22
119 3 24 30	Ch 24

**Foleyplast „Couvelaire“**  
- Soft -  
Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP  
aus halbsteifem PVC  
Ballon aus Naturlatex, 30 ml  
Länge 40 cm, x-ray



**Foleyplast "Couvelaire"**  
- soft -  
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP  
shaft of semi-rigid PVC  
balloon of natural latex, 30 ml  
length 40 cm, x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
119 3 16 75	Ch 16	60 ml
119 3 18 75	Ch 18	60 ml
119 3 20 75	Ch 20	75 ml
119 3 22 75	Ch 22	75 ml
119 3 24 75	Ch 24	75 ml

**Foleyplast „Couvelaire“**  
- Soft -  
Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP  
aus halbsteifem PVC  
Ballon aus Naturlatex, 75 ml  
Länge 40 cm, x-ray

**Foleyplast "Couvelaire"**  
- soft -  
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP  
shaft of semi-rigid PVC  
balloon of natural latex, 75 ml  
length 40 cm, x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:
119 4 16 30	Ch 16
119 4 18 30	Ch 18
119 4 20 30	Ch 20
119 4 22 30	Ch 22
119 4 24 30	Ch 24

**Foleyplast „Dufour“**  
- Soft -  
3 - Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP  
aus halbsteifem PVC  
Ballon aus Naturlatex, 30 ml  
Länge 40 cm, x-ray

**Foleyplast "Dufour"**  
- soft -  
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP  
shaft of semi-rigid PVC  
balloon of natural latex, 30 ml  
length 40 cm, x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
119 4 16 75	Ch 16	60 ml
119 4 18 75	Ch 18	60 ml
119 4 20 75	Ch 20	75 ml
119 4 22 75	Ch 22	75 ml
119 4 24 75	Ch 24	75 ml

**Foleyplast „Dufour“**  
- Soft -  
3 - Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP  
aus halbsteifem PVC  
Ballon aus Naturlatex, 75 ml  
Länge 40 cm, x-ray

**Foleyplast "Dufour"**  
- soft -  
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP  
shaft of semi-rigid PVC  
balloon of natural latex, 75 ml  
length 40 cm, x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:	Foleyplast „Mercier“ - Soft -	Foleyplast "Mercier" - soft -
114 4 16	Ch 16	3 - Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP	Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
114 4 18	Ch 18	2 seitliche Drainageöffnungen	2 lateral drainage holes
114 4 20	Ch 20	1 Spülöffnung	1 irrigation opening
114 4 22	Ch 22	aus halbsteifem PVC	shaft of semi-rigid PVC
114 4 24	Ch 24	Ballon aus Naturlatex, 75 ml x-ray	balloon of natural latex, 75 ml x-ray
		Länge 40 cm	length 40 cm



113 2

**Cat.-No.:**      **Größe / Size:**

113 2 16 30	Ch 16
113 2 18 30	Ch 18
113 2 20 30	Ch 20
113 2 22 30	Ch 22
113 2 24 30	Ch 24

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

zylindrische Spitze  
Länge 40 cm  
Ballon 30 ml

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

closed tip  
length 40 cm  
balloon 30 ml

**Cat.-No.:**      **Größe / Size:**

113 2 18 80	Ch 18
113 2 20 80	Ch 20
113 2 22 80	Ch 22
113 2 24 80	Ch 24

**Ballon / Balloon:**

60 ml
80 ml
80 ml
80 ml

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

zylindrische Spitze  
Länge 40 cm

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

closed tip  
length 40 cm



113 3

**Cat.-No.:**      **Größe / Size:**

113 3 18 30	Ch 18
113 3 20 30	Ch 20
113 3 22 30	Ch 22
113 3 24 30	Ch 24

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

„Dufour“  
Länge 40 cm  
Ballon 30 ml

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

"Dufour"  
length 40 cm  
balloon 30 ml

**Cat.-No.:**      **Größe / Size:**

113 3 18 80	Ch 18
113 3 20 80	Ch 20
113 3 22 80	Ch 22
113 3 24 80	Ch 24

**Ballon / Balloon:**


60 ml
80 ml
80 ml
80 ml

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

„Dufour“  
Länge 40 cm

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

"Dufour"  
length 40 cm



**Cat.-No.: Größe / Size:**

113 4 18 30 Ch 18  
 113 4 20 30 Ch 20  
 113 4 22 30 Ch 22  
 113 4 24 30 Ch 24

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

„Couvelaire“  
 Länge 40 cm  
 Ballon 30 ml

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

"Couvelaire"  
 length 40 cm  
 balloon 30 ml

**Cat.-No.: Größe / Size:**

113 4 18 80 Ch 18  
 113 4 20 80 Ch 20  
 113 4 22 80 Ch 22  
 113 4 24 80 Ch 24

**Ballon / Balloon:**

60 ml  
 80 ml  
 80 ml  
 80 ml

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

„Couvelaire“  
 Länge 40 cm

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

"Couvelaire"  
 length 40 cm



**Cat.-No.: Größe / Size:**

113 5 18 30 Ch 18  
 113 5 20 30 Ch 20  
 113 5 22 30 Ch 22  
 113 5 24 30 Ch 24

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

„Mercier“  
 Länge 40 cm  
 Ballon 30 ml

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

"Mercier"  
 length 40 cm  
 balloon 30 ml

**Cat.-No.: Größe / Size:**

113 5 18 80 Ch 18  
 113 5 20 80 Ch 20  
 113 5 22 80 Ch 22  
 113 5 24 80 Ch 24

**Ballon / Balloon:**

60 ml  
 80 ml  
 80 ml  
 80 ml

**3 - Wege Hämaturie-  
Spülkatheter  
aus Silikon**

„Mercier“  
 Länge 40 cm

**3 - way haematuria  
irrigation catheter  
of silicone**

"Mercier"  
 length 40 cm




**Cat.-No.:** 122 0 12  
**Größe / Size:** Ch 12

**Suprapubischer Integral-katheter aus Silikon**

Basis-Set mit Trokar  
 Ballon in die Wandung integriert  
 Länge 40 cm  
 zentral offen  
 2 seitliche Augen  
 Ballon 3 - 5 ml

**Suprapubic integral catheter of silicone**

basic set with trocar  
 balloon totally integrated into the shaft  
 length 40 cm  
 central opening  
 2 eyes  
 balloon 3 - 5 ml



**Cat.-No.:** 122 5 12  
 122 5 14  
 122 5 16  
 122 5 18  
**Größe / Size:** Ch 12  
 Ch 14  
 Ch 16  
 Ch 18

**Ballon / Balloon:** 3 - 5 ml  
 5 ml  
 5 ml  
 5 ml

**Suprapubischer Integral-katheter aus Silikon**

Wechsel-Set mit Führungsdraht  
 Ballon in die Wandung integriert  
 Länge 40 cm  
 zentral offen  
 2 seitliche Augen

**Suprapubic integral catheter of silicone**



exchanger set with guide wire  
 balloon totally integrated into the shaft  
 length 40 cm  
 central opening  
 2 eyes

**Cat.-No.:** 122 7 12  
 122 7 14  
 122 7 16  
 122 7 18  
**Größe / Size:** Ch 12  
 Ch 14  
 Ch 16  
 Ch 18

**Ballon / Balloon:** 3 - 5 ml  
 5 ml  
 5 ml  
 5 ml

**Suprapubischer Integral-katheter aus Silikon ohne Zubehör gerade Spitze**

**Suprapubic integral catheter of silicone without accessories straight tip**




**Cat.-No.:** 123 0 12  
**Größe / Size:** Ch 12

**Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon mit Einrollspitze**

Basis-Set mit Trokar  
 Ballon in die Wandung integriert  
 Länge 40 cm  
 Spitze offen  
 Augen im Innenradius  
 Ballon 3 - 5 ml

**Suprapubic integral catheter of silicone Pigtail tip**

basic set with trocar  
 balloon totally integrated into the shaft  
 length 40 cm  
 open tip  
 drainage openings in the coiled part  
 balloon 3 - 5 ml



- auch ohne Zubehör erhältlich -  
 - also available without accessories -

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
123 5 12	Ch 12	3 - 5 ml
123 5 14	Ch 14	5 ml
123 5 16	Ch 16	5 ml
123 5 18	Ch 18	5 ml



**Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon mit Einrollspitze**

Wechsel-Set mit Führungsdraht  
 Ballon in die Wandung integriert  
 Länge 40 cm  
 Spitze offen  
 Augen im Innenradius

**Suprapubic integral catheter of silicone Pigtail tip**

exchanger set with guide wire  
 balloon totally integrated into the shaft  
 length 40 cm  
 open tip  
 drainage openings in the coiled part





Katheter mit abnehmbarem Trichter zur Applikation durch den Schaft eines Nephroskopes

Catheter with detachable connector for application through the shaft of a nephroscope

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:	Nephrostomie - Katheter, Silikon - dekonnectierbar -	Nephrostomy catheter, silicone - connector detachable -
119 0 12	Ch 12	3 ml	2 - Wege Ballonkatheter	2 - way balloon catheter
119 0 14	Ch 14	3 ml	mit Integral-Ballon, diskusförmig	discus-shaped
119 0 16	Ch 16	5 ml	Länge 40 cm	length 40 cm
119 0 18	Ch 18	5 ml	zentral offen	central opening
119 0 20	Ch 20	5 ml	je 1 seitliches Auge je vor und	1 eye distal and 1 eye proximal
119 0 22	Ch 22	5 ml	hinter dem Ballon	of the balloon
119 0 24	Ch 24	5 ml	transparent	transparent
			x-ray	x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:	Nephrostomie - Katheter, Silikon	Nephrostomy catheter, silicone
119 1 12	Ch 12	3 ml	2 - Wege Ballonkatheter	2 - way balloon catheter
119 1 14	Ch 14	3 ml	mit Integral-Ballon, diskusförmig	discus-shaped
119 1 16	Ch 16	5 ml	Länge 40 cm	length 40 cm
119 1 18	Ch 18	5 ml	zentral offen	central opening
119 1 20	Ch 20	5 ml	je 1 seitliches Auge je vor und	1 eye distal and 1 eye proximal
119 1 22	Ch 22	5 ml	hinter dem Ballon	of the balloon
119 1 24	Ch 24	5 ml	transparent	transparent
			x-ray	x-ray





**Cat.-No.:**  
127 0 00

**Urin Drainagebeutel  
0,5 l**  
mit Rücklaufsperr  
und Ablaufventil  
einzeln verpackt

**Urine drainage bag  
0,5 l**  
with non-return valve  
and link system  
single packed

**Cat.-No.:**  
128 0 00

**Urin Drainagebeutel  
1,5 l**  
mit Rücklaufsperr  
einzeln verpackt

**Urine drainage bag  
1,5 l**  
with non-return valve  
single packed

**Cat.-No.:**  
430 0 00

**Kinder - Urinbeutel  
zum Ankleben  
100 ml**  
für Mädchen und Jungen  
unsteril

**Pediatric urine  
collector  
100 ml**  
for boys and girls  
non sterile

**Cat.-No.:**  
431 0 00

**Kinder - Urinbeutel  
zum Ankleben  
100 ml**  
für Mädchen und Jungen

**Pediatric urine  
collector  
100 ml**  
for boys and girls



**Modelle auch erhältlich mit Rückholfaden (RF).**

**models available as well with retrieving thread (RF).**

Beispiel / For example:  
Cat.-No.: 133 022 048 RF




Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:	Führungsdraht / guide wire:	Uretersplint (Set)
133 022 0 48	<b>22 cm</b>	Ch 4,8	0,032 inch	Medicothan®, x-ray geschlossene Spitze über die gesamte Länge perforiert Markierungen im cm - Abstand  Nachschiebeschlauch Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze 2 Fixierklemmen
133 022 0 60		Ch 6,0	0,035 inch	
133 022 0 70		Ch 7,0	0,038 inch	
133 022 0 80		Ch 8,0	0,038 inch	
133 022 0 90		Ch 9,0	0,038 inch	
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		Ureteral splint (Set)
133 024 0 48	<b>24 cm</b>	Ch 4,8		made of Medicothane®, x-ray closed tip perforated throughout the entire length marked every cm  introducer tube guide wire (coated) flexible tip 2 fastening clips
133 024 0 60		Ch 6,0		
133 024 0 70		Ch 7,0		
133 024 0 80		Ch 8,0		
133 024 0 90		Ch 9,0		
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		
133 026 0 48	<b>26 cm</b>	Ch 4,8		
133 026 0 60		Ch 6,0		
133 026 0 70		Ch 7,0		
133 026 0 80		Ch 8,0		
133 026 0 90		Ch 9,0		
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		
133 028 0 48	<b>28 cm</b>	Ch 4,8		
133 028 0 60		Ch 6,0		
133 028 0 70		Ch 7,0		
133 028 0 80		Ch 8,0		
133 028 0 90		Ch 9,0		
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		
133 030 0 48	<b>30 cm</b>	Ch 4,8		
133 030 0 60		Ch 6,0		
133 030 0 70		Ch 7,0		
133 030 0 80		Ch 8,0		
133 030 0 90		Ch 9,0		

\* Medicothan® ist das von MPI verwendete, medizinisch geeignete Polyurethan

\* Medicothane® is the adequate medical Polyurethane used by MPI

Ebenfalls erhältlich mit/  
available as well with



RF =  
Rückholfaden /  
retrieving thread



H =  
Hydrophilbeschichtung /  
hydrophilic coating



HRF =  
Beschichtung + Rückholfaden /  
coating + retrieving thread

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 022 0 48	<b>22 cm</b>	Ch 4,8
135 022 0 60		Ch 6,0
135 022 0 70		Ch 7,0
135 022 0 80		Ch 8,0
135 022 0 90		Ch 9,0

### Uretersplint (Set)

für die koaxiale Applikation  
Medicothan®, x-ray  
zentrale Öffnung  
über die gesamte Länge perforiert  
Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 024 0 48	<b>24 cm</b>	Ch 4,8
135 024 0 60		Ch 6,0
135 024 0 70		Ch 7,0
135 024 0 80		Ch 8,0
135 024 0 90		Ch 9,0

Nachschiebeschlauch  
Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze  
mit 2 Fixierklemmen

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 026 0 48	<b>26 cm</b>	Ch 4,8
135 026 0 60		Ch 6,0
135 026 0 70		Ch 7,0
135 026 0 80		Ch 8,0
135 026 0 90		Ch 9,0


### Ureteral splint (Set)

for "over the wire" - application  
made of Medicothane®, x-ray  
central opening  
perforated throughout the entire length  
marked every cm

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 028 0 48	<b>28 cm</b>	Ch 4,8
135 028 0 60		Ch 6,0
135 028 0 70		Ch 7,0
135 028 0 80		Ch 8,0
135 028 0 90		Ch 9,0

introducer tube  
guide wire (coated) flexible tip  
with 2 fastening clips

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 030 0 48	<b>30 cm</b>	Ch 4,8
135 030 0 60		Ch 6,0
135 030 0 70		Ch 7,0
135 030 0 80		Ch 8,0
135 030 0 90		Ch 9,0



135

**Modelle auch erhältlich mit Rückholfaden (RF).**

**models available as well with retrieving thread (RF).**

Beispiel / For example:  
Cat.-No.: 135 012 030 RF



RF

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 012 0 30	<b>12 cm</b>	Ch 3,0
135 012 0 40		Ch 4,0
135 012 0 48		Ch 4,8
135 012 0 60		Ch 6,0
135 012 0 70		Ch 7,0

#### Uretersplint (Set)

für die koaxiale Applikation  
Medicothan®, x-ray  
zentrale Öffnung  
über die gesamte Länge perforiert  
Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 016 0 30	<b>16 cm</b>	Ch 3,0
135 016 0 40		Ch 4,0
135 016 0 48		Ch 4,8
135 016 0 60		Ch 6,0
135 016 0 70		Ch 7,0

#### Nachschiebeschlauch


Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze  
mit 2 Fixierklemmen

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 020 0 30	<b>20 cm</b>	Ch 3,0
135 020 0 40		Ch 4,0
135 020 0 48		Ch 4,8
135 020 0 60		Ch 6,0
135 020 0 70		Ch 7,0

#### Ureteral splint (Set)

for "over the wire" - application  
made of Medicothane®, x-ray  
central opening  
perforated throughout the entire length  
marked every cm

introducer tube  
guide wire (coated) flexible tip  
with 2 fastening clips



Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 022 0 48	<b>22 cm</b>	Ch 4,8
134 022 0 60		Ch 6,0
134 022 0 70		Ch 7,0
134 022 0 80		Ch 8,0
134 022 0 90		Ch 9,0

**Uretersplint (Set), steuerbar**  
 Kontrastmittelapplikation möglich  
 Medicothan®, **super x-ray**  
 geschlossene Spitze  
 im Spitzenbereich perforiert  
 Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 024 0 48	<b>24 cm</b>	Ch 4,8
134 024 0 60		Ch 6,0
134 024 0 70		Ch 7,0
134 024 0 80		Ch 8,0
134 024 0 90		Ch 9,0

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze  
 vormontiert mit Pusher und Kupplung

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 026 0 48	<b>26 cm</b>	Ch 4,8
134 026 0 60		Ch 6,0
134 026 0 70		Ch 7,0
134 026 0 80		Ch 8,0
134 026 0 90		Ch 9,0

**Ureteral splint (Set), directable**  
 application of x-ray medium possible  
 made of Medicothane®, **super x-ray**  
 closed tip  
 perforated in the tip area  
 marked every cm

guide wire (coated) flexible tip  
 pre-assembled with pusher and coupler

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 028 0 48	<b>28 cm</b>	Ch 4,8
134 028 0 60		Ch 6,0
134 028 0 70		Ch 7,0
134 028 0 80		Ch 8,0
134 028 0 90		Ch 9,0

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 030 0 48	<b>30 cm</b>	Ch 4,8
134 030 0 60		Ch 6,0
134 030 0 70		Ch 7,0
134 030 0 80		Ch 8,0
134 030 0 90		Ch 9,0

**\*Ebenfalls erhältlich mit / \*available as well with**

**RF = Rückholfaden / retrieving thread**

Beispiel / For example:  
 Cat.-No.: 134 024 048 RF



136



RF\*

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Länge / Length:</b>	<b>Größe / Size:</b>
136 022 0 48	<b>22 cm</b>	Ch 4,8
136 022 0 60		Ch 6,0
136 022 0 70		Ch 7,0
136 022 0 80		Ch 8,0
136 022 0 90		Ch 9,0

### **Uretersplint (Set), steuerbar**

Kontrastmittelapplikation möglich  
Medicothan®, **super x-ray**  
zentrale Öffnung für koaxiale Applikation  
im Spitzenbereich perforiert  
Markierungen im cm - Abstand

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Länge / Length:</b>	<b>Größe / Size:</b>
136 024 0 48	<b>24 cm</b>	Ch 4,8
136 024 0 60		Ch 6,0
136 024 0 70		Ch 7,0
136 024 0 80		Ch 8,0
136 024 0 90		Ch 9,0

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze  
vormontiert mit Pusher und Kupplung

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Länge / Length:</b>	<b>Größe / Size:</b>
136 026 0 48	<b>26 cm</b>	Ch 4,8
136 026 0 60		Ch 6,0
136 026 0 70		Ch 7,0
136 026 0 80		Ch 8,0
136 026 0 90		Ch 9,0

### **Ureteral splint (Set), directable**

application of x-ray medium possible  
for "over the wire" - application  
made of Medicothane®, **super x-ray**  
central opening  
perforated in the tip area  
marked every cm

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Länge / Length:</b>	<b>Größe / Size:</b>
136 028 0 48	<b>28 cm</b>	Ch 4,8
136 028 0 60		Ch 6,0
136 028 0 70		Ch 7,0
136 028 0 80		Ch 8,0
136 028 0 90		Ch 9,0

guide wire (coated) flexible tip  
pre-assembled with pusher and coupler

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Länge / Length:</b>	<b>Größe / Size:</b>
136 030 0 48	<b>30 cm</b>	Ch 4,8
136 030 0 60		Ch 6,0
136 030 0 70		Ch 7,0
136 030 0 80		Ch 8,0
136 030 0 90		Ch 9,0

**\*Ebenfalls erhältlich mit / \*available as well with**

**RF** = Rückholfaden / retrieving thread

**H** = Hydrophilbeschichtung / hydrophilic coating

**HRF** = Beschichtung + Rückholfaden / coating + retrieving thread





138



**Cat.-No.:** 138 022 0 70    **Länge / Length:** 22 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 138 024 0 70    **Länge / Length:** 24 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 138 026 0 70    **Länge / Length:** 26 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 138 028 0 70    **Länge / Length:** 28 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 138 030 0 70    **Länge / Length:** 30 cm    **Größe / Size:** Ch 07

#### **Tumor - Uretersplint (Set), steuerbar**

gerader Splintteil **armiert mit Edelstahl**  
Kontrastmittelapplikation möglich  
Medicothan®, x-ray  
geschlossene Spitze  
im Spitzenbereich perforiert  
Markierungen im cm - Abstand

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze  
vormontiert mit Pusher und Kupplung

#### **Tumour - Ureteral splint (Set), directable**

straight part **armed by stainless steel**  
for "over the wire" - application  
made of Medicothane®, x-ray  
closed tip  
perforated in the tip area  
marked every cm

guide wire (coated) flexible tip  
pre-assembled with pusher and coupler

**Ebenfalls erhältlich mit / available as well with**

**H = Hydrophilbeschichtung / hydrophilic coating**

Beispiel / For example:

Cat.-No.: 138 022 070 H



139



**Cat.-No.:** 139 022 0 70    **Länge / Length:** 22 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 139 024 0 70    **Länge / Length:** 24 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 139 026 0 70    **Länge / Length:** 26 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 139 028 0 70    **Länge / Length:** 28 cm    **Größe / Size:** Ch 07

**Cat.-No.:** 139 030 0 70    **Länge / Length:** 30 cm    **Größe / Size:** Ch 07

#### **Tumor - Uretersplint (Set), steuerbar**

gerader Splintteil **armiert mit Edelstahl**

Kontrastmittelapplikation möglich

Medicothan®, x-ray

zentrale Öffnung

im Spitzenbereich perforiert

Markierungen im cm - Abstand

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze

vormontiert mit Pusher und Kupplung

#### **Tumour - Ureteral splint (Set), directable**

straight part **armed by stainless steel**

for "over the wire" - application

made of Medicothane®, x-ray

central opening

perforated in the tip area

marked every cm

guide wire (coated) flexible tip

pre-assembled with pusher and coupler


**Ebenfalls erhältlich mit / available as well with**

**H = Hydrophilbeschichtung / hydrophilic coating**

Beispiel / For example:

Cat.-No.: 139 022 070 H





135 9 / 136 9

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>
135 9 48	Ch 4,8
135 9 60	Ch 6,0
135 9 70	Ch 7,0
135 9 80	Ch 8,0
135 9 90	Ch 9,0

**Uretersplint (Set), Mono - J**  
 Set = 2 Schläuche  
 je grün oder rot markiert  
 geschlossene Spitze  
 Länge 90 cm  
 mit Führungsdraht 100 cm


**Ureteral splint (Set), mono - J**  
 set = 2 tubes  
 each marked green or red  
 closed tip  
 length 90 cm  
 with guide wire 100 cm

<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>
136 9 48	Ch 4,8
136 9 60	Ch 6,0
136 9 70	Ch 7,0
136 9 80	Ch 8,0
136 9 90	Ch 9,0

**Uretersplint (Set), Mono - J**  
 Set = 2 Schläuche  
 je grün oder rot markiert  
 zentral offene Spitze  
 für „over the wire“ Applikation  
 Länge 90 cm  
 mit Führungsdraht 150 cm

**Ureteral splint (Set), mono - J**  
 set = 2 tubes  
 each marked green or red  
 central opening  
 for "over the wire" application  
 Length 90 cm  
 with guide wire 150 cm

\* Eine VE von 10 Stück enthält 5 Ureter Katheter mit **roter** Markierung und 5 Ureter Katheter mit **grüner** Markierung.  
 \* One packing unit of 10 pcs contains 5 ureteral catheters, **red** marked and 5 ureteral catheters, **green** marked.



<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Ureter Katheter*</b>	<b>Ureteral catheter*</b>
137 4 14	Ch 04	<b>„Chevassu“, ohne Augen</b>	<b>"Chevassu" pattern, without eyes</b>
137 4 15	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 16	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 17	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 18	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter
<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Ureter Katheter*</b>	<b>Ureteral catheter*</b>
137 4 24	Ch 04	<b>geschlossene Spitze, 1 Auge</b>	<b>closed tip, 1 eye</b>
137 4 25	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 26	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 27	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 28	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter
<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Ureter Katheter*</b>	<b>Ureteral catheter*</b>
137 4 34	Ch 04	<b>geschlossene Spitze, 2 Augen</b>	<b>closed tip, 2 eyes</b>
137 4 35	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 36	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 37	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 38	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter
<b>Cat.-No.:</b>	<b>Größe / Size:</b>	<b>Ureter Katheter*</b>	<b>Ureteral catheter*</b>
137 4 64	Ch 04	<b>zentral offen, ohne Augen</b>	<b>central opening, without eyes</b>
137 4 65	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 66	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 67	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 68	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter

**Cat.-No.: Größe / Size:**

137 3 03 Ch 03  
 137 3 04 Ch 04  
 137 3 05 Ch 05  
 137 3 06 Ch 06  
 137 3 07 Ch 07  
 137 3 08 Ch 08

**Ureter Katheter  
 gebogene,  
 offene Spitze  
 ohne Augen**

Medicothan®  
 x-ray  
 cm - Graduierung  
 Länge 69 cm  
 LL - Adapter

**Ureteral catheter  
 bent  
 central opening  
 without eyes**

made of Medicothane®  
 x-ray  
 cm - graduation  
 length 69 cm  
 LL adapter

**Cat.-No.: Größe / Size:**

137 4 94 Ch 04  
 137 4 95 Ch 05  
 137 4 96 Ch 06  
 137 4 97 Ch 07  
 137 4 98 Ch 08

**Ureter Katheter\*  
 gebogene, offene Spitze  
 1 Auge**

Medicothan®, x-ray  
 cm - Graduierung  
 Länge 69 cm  
 Führungsdraht  
 LL - Adapter

**Ureteral catheter\*  
 Tiemann - tip, bent,  
 central opening, 1 eye**

made of Medicothane®, x-ray  
 cm graduation  
 length 69 cm  
 guide wire  
 LL adapter

**Cat.-No.: Größe / Size:**

137 5 13 Ch 03  
 137 5 14 Ch 04  
 137 5 15 Ch 05  
 137 5 16 Ch 06  
 137 5 17 Ch 07  
 137 5 18 Ch 08

**Ureter Katheter\*  
 geschlossene,  
 gebogene Olivspitze  
 1 Auge**

Medicothan®, x-ray  
 cm - Graduierung  
 Länge 69 cm  
 Führungsdraht  
 LL - Adapter

**Ureteral catheter\*  
 Olive tip  
 bent, cylindrical  
 1 eye**

made of Medicothane®, x-ray  
 cm graduation  
 length 69 cm  
 guide wire  
 LL adapter

**Cat.-No.: Größe / Size:**

137 5 34 Ch 04  
 137 5 35 Ch 05  
 137 5 36 Ch 06  
 137 5 37 Ch 07  
 137 5 38 Ch 08

**Ureter Katheter\*  
 Olivspitze, gerade  
 2 Augen**

Medicothan®, x-ray  
 cm - Graduierung  
 Länge 69 cm  
 Führungsdraht  
 LL - Adapter

**Ureteral catheter\*  
 Olive tip, straight  
 2 eyes**

made of Medicothane®, x-ray  
 cm graduation  
 length 69 cm  
 guide wire  
 LL adapter

**Cat.-No.: Größe / Size:**


137 6 64 Ch 04  
 137 6 65 Ch 05  
 137 6 66 Ch 06  
 137 6 67 Ch 07  
 137 6 68 Ch 08

**Ureter Katheter\*  
 zentral offen, 2 Augen**

Medicothan®, x-ray  
 cm - Graduierung  
 Länge 69 cm  
 Führungsdraht  
 LL - Adapter

**Ureteral catheter\*  
 central opening, 2 eyes**

made of Medicothane®, x-ray  
 cm graduation  
 length 69 cm  
 guide wire  
 LL adapter



137 8



138 7

**Cat.-No.:** **Größe / Size:**

137 8 04	Ch 04
137 8 05	Ch 05
137 8 06	Ch 06
137 8 07	Ch 07
137 8 08	Ch 08
137 8 09	Ch 09
137 8 10	Ch 10
137 8 11	Ch 11
137 8 12	Ch 12

**Ureter Katheter  
nach „Bracci“**

Länge 152 cm  
10 cm perforiert  
50 cm markiert  
9 Löcher  
x-ray  
aus PVC

**Ureteral catheter  
"Bracci" pattern**

length 152 cm  
10 cm - perforation  
marked every 50 cm  
9 holes  
x-ray  
made of PVC

**Cat.-No.:** **Länge / Length:** **Größe / Size:**

138 7 23	26 cm	3,5 mm
138 7 24	26 cm	4,2 mm
138 7 33	32 cm	3,5 mm
138 7 34	32 cm	4,2 mm

**Ureterokutaneostomie  
Katheter**

aus weichem Medicothan®  
transparent  
zentrale Öffnung  
cm - Graduierung  
Drainageöffnungen  
alle 10 mm  
Selbstarretierung  
Fixierscheibe  
x-ray

**Catheter for ureter  
skin fistula**

made of soft Medicothane®  
transparent  
central opening  
graduated every cm  
perforation every  
10 mm  
fixation against dislocation  
antegrad as well as retrograd  
x-ray