

UROMED TITAN-FÜHRUNGSDRAHT

REF 4270 – 4286

Hydrophile Beschichtung

Als »Pfadfinder« hat sich dieses Instrument bei der Überwindung schwierigster Passagen bewährt.

This instrument proved to be successful as a »Pathfinder« even in the most narrow areas.

Flexibles Führungsinstrument für urologische Katheter

- atraumatische Spitze
- hydrophile Oberflächenvergütung
- extrem gleitfähig
- dreh- und knickstabil
- flexibel und hochelastisch
- minimiert das Perforationsrisiko
- Oberflächenbenetzung vor Gebrauch im Schutzschlauch

Flexible Titanium Guidance Instrument for urological catheters

- atraumatic tip
- hydrophilic coating
- extremely high gliding ability
- nontwisting and nonkinking
- flexible and highly elastic
- minimizes the risk of perforation
- humidification of the surface in the holder before use

REF 4270 – 4276

gebogene Spitze
J-tip

REF 4280 – 4286

gerade Spitze
straight tip

REF REF	Länge Length	Spitze Tip	Durchmesser Diameter
4270	120 cm	gebogen / J-tip	0,025" / 0,64 mm
4271	150 cm	gebogen / J-tip	0,025" / 0,64 mm
4272	120 cm	gebogen / J-tip	0,032" / 0,82 mm
4273	150 cm	gebogen / J-tip	0,032" / 0,82 mm
4274	120 cm	gebogen / J-tip	0,035" / 0,89 mm
4275	150 cm	gebogen / J-tip	0,035" / 0,89 mm
4276	150 cm	gebogen / J-tip	0,038" / 0,97 mm
4280	120 cm	gerade / straight	0,025" / 0,64 mm
4281	150 cm	gerade / straight	0,025" / 0,64 mm
4282	120 cm	gerade / straight	0,032" / 0,82 mm
4283	150 cm	gerade / straight	0,032" / 0,82 mm
4284	120 cm	gerade / straight	0,035" / 0,89 mm
4285	150 cm	gerade / straight	0,035" / 0,89 mm
4286	150 cm	gerade / straight	0,038" / 0,97 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 5 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 5 pieces