

URO^{MED} CYST[®] »INTEGRAL«

REF 3020 / 3025

Ballon-Katheter Punktions-Set (BKS)

Stärker muss eine Kanüle für einen
12 Charrière-Katheter nicht sein!

*It is unnecessary to use a stronger
cannula for a 12 Charrière catheter!*

Punktions-Set zur suprapubischen Blasendrainage

- Kanüle mit Spezialschliff
- leicht spaltbar
- hohe Passgenauigkeit des »INTEGRAL«
Katheters mit Spaltkanüle
- Ballon-Katheter aus reinem Silikon
- kurze, atraumatische Spitze mit
abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon

Puncture Set for suprapubic drainage of the urinary bladder

- cannula with special cut
- easy to split
- high matching accuracy of »INTEGRAL«
catheter with split cannula
- balloon catheter made of pure
silicone
- short, atraumatic tip with
rounded edge
- x-ray contrast line
- soft balloon



REF 2955

SUPRA-KATH »INTEGRAL«
Länge 43 cm
SUPRA-KATH »INTEGRAL«
length 43 cm

Spaltkanüle
Punktionslänge 12 cm
(Abbildung in Originalgröße)
split cannula
puncture length 12 cm
(illustration in original size)

REF 1510

Katheterstopfen
catheter plug

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	Spaltkanüle Split Cannula	PZN PZN
3020	Ch. 12	5 ml	Ch. 13,8 / 4,6 mm	07198494
3025	Ch. 14	5 ml	Ch. 16,8 / 5,6 mm	07198502

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces