

UROMED TIEMANN BALLON-KATHETER

REF 1240

Tiemannspitze

1 Auge, Länge 43 cm

Der Katheter mit Führungsqualität!


The catheter with guiding quality!

**Ballon-Katheter zur transurethralen
Blasendrainage**

- gute Führung aufgrund der Festigkeit
- stufenloser Übergang der Spitze in den Ballon
- konische, dilatierende Spitze
- großlumig
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- sehr fest

***Ballon Catheter for transurethral
bladder drainage***

- *best guidance due to the stability*
- *smooth transition of the tip into the balloon*
- *conical, dilating tip, 1 eye, length 43 cm*
- *wide lumen*
- *soft balloon*
- *pure silicone*
- *very solid*



REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1240 - 10	Ch. 10	3 ml	04741584
1240 - 12	Ch. 12	3 - 8 ml	03280744
1240 - 14	Ch. 14	3 - 8 ml	04741590
1240 - 16	Ch. 16	5 - 10 ml	03280767
1240 - 18	Ch. 18	5 - 10 ml	03280773
1240 - 20	Ch. 20	5 - 10 ml	03280796
1240 - 22	Ch. 22	5 - 10 ml	03280804
1240 - 24	Ch. 24	5 - 10 ml	03280810

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6031

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces